

Quel type de matériel pour quel prélèvement ?


Le liquide céphalo-rachidien (LCR)

Il est indispensable de numéroter la séquence de prélèvement des tubes !

Hématologie

Tube LCR stérile 10 mL (No commande 600012)

- Numération cellulaire



Chimie

Tube LCR stérile 10 mL (No commande 600012)

- Chlorures, Lactate, Glucose, Protéines totales
- LDH, Sodium, Potassium, Osmolalité

Bactériologie et biologie moléculaire (PCR)

Tube LCR stérile 10 mL (No commande 600012)

Immunochimie et sérologie

Immunoglobulines bandes oligoclonales, synthèse intrathécales d'Ig (IgA, IgM, IgG + Albumine)

Tube LCR stérile 10 mL (No commande 600012)

+ Monovette sérum 7.5 mL (bouchon brun) (No commande 618946)



Protéine Tau + Protéine Bêta-amyloïde

Tube spécial en polypropylène de 2 mL à commander au préalable au labo au 027 603 48 02.

Le prélèvement doit arriver au laboratoire de Sion dans les 4 heures pour y être décanté et congelé immédiatement.

Cytologie

Tube LCR stérile 10 mL (No commande 600012)

- Recherche de pathologies inflammatoires et tumorales

