

## Prélèvement de selles pour la recherche de sang

1



Noter vos nom et prénom (N), votre date de naissance (A) et la **date du jour de prélèvement** (D) sur le tube.

2



Collez la feuille de recueil des selles sur les WC comme sur le dessin.

3




Allez à selles (les selles ne doivent pas entrer en contact avec l'urine ou l'eau des toilettes)

4



Ouvrir le tube en dévissant le bouchon. Attention à ne pas renverser le liquide.

5



Frotter la surface des selles en 5-6 endroits différents avec la tige turquoise. Tous les sillons de la tiges doivent être remplis de selles, sans surcharge.

6



Remettez la tige dans le tube et **refermez-le**. Un clic sonore confirme que le tube est bien fermé. Secouez le tube.

7



Placez le tube dans le sachet plastique transparent et le fermer.

8



Glissez le sachet avec le tube dans l'enveloppe avec la feuille de demande que vous a remis votre médecin. Rouler le bord supérieur de l'enveloppe et le fixer avec des agrafes ou de la bande adhésive.

9


Envoyez dans les 24 heures l'enveloppe par la Poste au laboratoire d'analyse (attention aux week-ends et jours fériés).

Un envoi rapide garantit un test plus fiable. Alternativement, vous pouvez déposer le prélèvement chez votre médecin.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant.

## Stuhlentnahme für die Suche nach okkultem Blut

1



Schreiben Sie Ihren Namen und Vornamen (A), Ihr Geburtsdatum (D) und das Datum der Probennahme auf das Röhrchen.

2



Die Stuhlaufanghilfe wie abgebildet auf das WC kleben.

3




Stuhlgang tätigen (Stuhl darf nicht mit Urin oder Toilettenwasser in Berührung kommen).

4



Die Kappe des Röhrchens abschrauben. Darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht ausläuft.

5



Stuhl mit dem türkisfarbenen Stäbchen an 5-6 verschiedenen Stellen von der Oberfläche aufnehmen. Alle Rillen des Stäbchens müssen mit Stuhl gefüllt sein, ohne Überladung

6



Stäbchen wieder in das Röhrchen stecken und dieses verschliessen. Ein deutliches Klicken zeigt an, dass das Röhrchen richtig verschlossen ist. Das Röhrchen schütteln.

7



Das Röhrchen in den durchsichtigen Plastikbeutel und diesen schliessen.

8



Der Plastikbeutel mit dem Röhrchen und **der Begleitbogen**, den Sie von Ihrem Arzt bekommen haben, in den Umschlag legen.

9

Den Umschlag innerhalb von 24 Stunden an das Labor schicken (Wochenenden und Feiertage beachten!).

Je schneller der Versand, desto zuverlässiger das Testergebnis.

Bei Fragen, können Sie sich an Ihren Arzt wenden.