

Welches Material für welche Probe?

Pneumologie

1/1

Bakteriologie, Antigennachweis und Molekularbiologie (PCR)

Steriles trockenes Röhrchen (leer), 60 mL (Bestellnr. 638259)

- Nachweis von Keimen welche einen Infektionsprozess auslösen können.



Zytologie

Auftragsformular « Zyto-broncho-pulmonäre Untersuchung » ausfüllen.

- Nachweis von Entzündungs- und Tumorkrankheiten.

Sputum

Steriles trockenes Röhrchen (leer), 60 mL (Bestellnr. 638259)

- Sputum am besten morgens nüchtern
- Mund mit Wasser spülen, das Material sollte von unten abgehustet werden.
- Proben von drei Entnahmen einsenden.



Aspiration, Sekretion, Bronchialsekret

Steriles trockenes Röhrchen (leer), 60 mL (Bestellnr. 638259)

Trockenes Röhrchen (leer) SERRES für Bronchial-Aspiration, 250 mL (Bestellnr. 619961)



Bronchial-Abstrich, EBUS, Wang-Nadel

Behälter mit Cytolyt® Lösung, 50 mL (davon 30 mL Cytolyt® Lösung) (Bestellnr. 603179).

Bronchoalveoläre Lavage (BAL)

Trockener Behälter (leer) für BAL, 200 mL (Bestellnr. 628864).

- **Zytologie informieren (027 / 603 47 60) und die Probe so schnell wie möglich dem Labor zustellen**
- Nachweis von malignen Zellen
- Zellzählung / Zell-Differenzierung
- Lymphozyten-Typisierung
- Nachweis von *Pneumocystis jiroveci*.



Histologie

Flasche mit gepuffertem Formol, 20 ml (Bestellnr. 641337)

Flasche mit gepuffertem Formol, 50 ml (Bestellnr. 639954)

Flasche mit gepuffertem Formol, 120 ml (Bestellnr. 630248)

- Lungen-Biopsien

