

Quel type de matériel pour quel prélèvement ?

Ophthalmologie

Chimie

Monovette NaF (jaune, glycémie) 2.7 mL (N° commande 614560)

- Glucose (diabète)

Monovette® sérum (avec gel, brune) 7.5 mL (N° commande 618946)

Sans anticoagulant

- Enzyme de conversion et calcium (sarcoïdose)



Immunologie – Sérologie - Génétique

Monovette® sérum (avec gel, brune) 7.5 mL (N° commande 618946)

Sans anticoagulant

- Anti Ro, La (Sjögren)
- Toxoplasmose (choriorétinite)
- Autres (conjonctivites allergiques)

Monovette EDTA K (rouge) 2.7 mL (N° commande 621439)

- HLA B27



Bactériologie / Parasitologie

eSwab® (N° commande 623624)

- Recherche bactérienne par culture
- Recherche bactérienne par PCR
- Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae
- Amibe (acantamoeba)

Virologie

eSwab® (N° commande 623624)

- Herpes
- Varicelle



Autres

Pour la préparation de collyre autologue :

- Contacter la Pharmacie de l'Hôpital du Valais au 027 603 47 33 (Mme Catherine Brunner)
- Contacter les Consultations de l'Institut Central (ICHV) au 027 603 47 80 pour la prise de sang
- Délai de fabrication : 24 heures.