

Quel type de matériel pour quel prélèvement ?

Le liquide synovial

Préciser le site de prélèvement sur la feuille de demande

Hématologie

Monovette® EDTA K 2,7 mL (No de commande 621439)

- Numération cellulaire



Chimie

Monovette® Li-Heparin LH 4,9 mL (No commande 612361)

- Lactate, glucose



Cristaux

Tube LCR stérile à bouchon rouge, 10 mL (No de commande 600012)


- Recherche de cristaux



Bactériologie et biologie moléculaire

Flacon stérile (bouchon rouge) 50 mL (No commande 604066)

- Recherche de germes responsables d'un processus infectieux
- Bactériologie générale
- Recherche de germes anaérobies
- Virus, bactéries non cultivables : PCR
- Mycobactéries : culture, PCR



Cytologie

Flacon stérile (bouchon rouge) 50 mL (No commande 604066)

- Recherche de pathologies inflammatoires et tumorales

